



LES NOUVEAUTES DE LA VERSION 9.1.15

Toutes professions



La version 9.1.15 enrichit Topaze d'une nouvelle fonctionnalité, mettant notamment l'accent sur l'évolution de l'application mobile. Il est désormais possible de scanner le code barre de la mutuelle afin de paramétrer la partie complémentaire de la fiche patient automatiquement.

Cette mise à jour 9.1.15 peut s'installer à partir d'une version 9.1.7.

Voici la liste des nouveautés de cette mise à jour :

LES NOUVEAUTES MAJEURES :	3
Le scan mutuelle (DATAMATRIX)	3
Nouveaux paramètres de synchronisation du mobile	6
Nouvelle méthode de reconstruction d'un ARL négatif.....	7
Préparation de FSE visite sans lecteur	8
LES DIVERSES CORRECTIONS	9
Correction de la case « Lieu » dans le pointage des séances (Kinésithérapeute/Orthophoniste/Orthoptiste/Podologue)	9
Correction de l'anomalie d'affichage du bouton FSE visite anticipée.....	10
Possibilité de tri des nouvelles colonnes des impayés.....	11
Correction du passage automatique des retours NOEMIE en comptabilité commune SCP.....	12

LES NOUVEAUTES MAJEURES :

Le scan mutuelle (Datamatrix)

Depuis le 01/01/2017 les attestations mutuelles présentent désormais un code barre (QR code) appelé Datamatrix, permettant à un appareil mobile de le photographier. Ce code barre contient toutes les informations de la complémentaire du patient (*numéro AMC, nom de la complémentaire...*).

Cette fonction est intégrée à la nouvelle application mobile version 1.2.8 téléchargeable sur la boutique (*store*) de votre mobile, afin que Topaze puisse récupérer et compléter la partie complémentaire d'une fiche patient pour éviter de la rechercher manuellement dans la liste des mutuelles ou dans l'assistant DRE.

Cela permet un gain de temps sur la recherche et la saisie d'une complémentaire sur la fiche patient !!


Topaze mobile permet de gérer de 2 manières la récupération des ces informations :

- ✓ Par l'utilisation classique de l'application mobile :
 1. Une fois le code barre scanné dans la fiche patient de l'application mobile,




2. Faire la synchronisation des données du mobile à récupérer dans Topaze (Bouton  en haut à droite de Topaze).

- ✓ Par scan direct dans l'application mobile pour enregistrer en temps réel la complémentaire dans la fiche patient de Topaze :

1. Côté Topaze par le bouton «  » en bas de la fiche patient.


2. Côté mobile par le menu :




3. Enregistrer la fiche patient.

Fonctionnement :

Dans Topaze, cliquer sur le bouton « Scan mutuelle » de la fiche patient ; le message suivant s'affiche :




Sur le mobile, appuyer sur la fonction Scan mutuelle pour encadrer le code barre de la mutuelle :




Topaze affichera directement l'information dans la partie complémentaire de la fiche patient.

Cas particuliers rencontrés :

1 - Parfois la complémentaire est orientée sur plusieurs conventions, il vous sera alors demandé de choisir celle en fonction de votre profession et celle inscrit sur l'attestation papier.



2 - Si votre référentiel de convention ne reconnaît pas cette complémentaire alors un message d'erreur apparaît, vous expliquant qu'aucune donnée mutuelle n'est récupérée pour le patient.



3 - Si cette complémentaire n'est pas gérée pour votre profession, alors le message « Aucune convention applicable » apparaît et aucune donnée n'est affichée dans la fiche du patient.

Nouveaux paramètres de synchronisation du mobile

Afin de gérer la nouvelle fonction Datamatrix, nous avons rajouté des paramètres de synchronisation mobile.

Ouvrir la fiche praticien : Univers Fichiers / Onglet praticiens / Double clic sur le nom du praticien à paramétrer.

Cliquer sur le bouton



Gestion du mobile de PIQURE

Transférer les patients ayant eu une ordonnance depuis mois

Transférer les patients archivés

Transférer les patients qui n'ont pas d'ordonnance

Scan depuis la fiche patient

Faire un appel toutes les secondes pendant secondes

Nouveau mot de passe

Confirmer

Date d'adhésion :

Type de mobile :

Version Topaze Mobile :

- Possibilité de transférer des patients qui n'ont pas d'ordonnance.
- Déterminer le délai de réponse sur l'appel de récupération des informations de Datamatrix.

Nouvelle méthode de reconstruction suite à la réception d'un ARL négatif


Ce nouveau procédé concerne uniquement les lots de FSE et les rejets de type FSE non intègre (endommagée).

Si un lot reçoit un ARL négatif incriminant une des factures de ce lot, Topaze permet via le bouton reconstruire de l'onglet « Lots transmis », de sortir en duplicata papier la facture en erreur et de reconstruire un nouveau lot contenant toutes les autres factures.

Cependant, si le nouveau lot reçoit de nouveau un autre ARL négatif, alors toutes les factures de ce lot vont passer en « A traiter manuellement » (une règle SESAM Vitale autorise de retransmettre un lot au maximum deux fois).

Afin de pallier ce problème, lors de la première reconstruction, Topaze va générer un lot par factures ; ainsi, si un autre ARL négatif survient, il n'impactera que le lot contenant cette facture.

Le message suivant s'affiche au moment de la reconstruction :



The screenshot shows the 'Lots transmis' tab in the Topaze software. A table lists lots with columns for 'Lot', 'Fichier', 'Date lot', 'Date d'envoi', 'État du lot', 'État ARL', 'Organisme destinataire', 'Date ARL', 'Date ARP', and 'Libellé ARL'. An 'Attention' dialog box is overlaid on the table, containing the following text:

Attention

Par mesure de sécurité, afin d'éviter l'impact d'autres ARL négatifs, la reconstruction du lot a été effectuée avec 1 facture par lot.
Nouveaux lots : de 67 à 81.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton [Envoi] une fois le bordereau de télétransmission affiché.


The dialog box has an 'OK' button at the bottom right.

Les étapes pour reconstruire un lot ont aussi été optimisées.

Après reconstruction d'un lot, Topaze va automatiquement lancer une demande de retour NOEMIE (comme l'exigent les règles SESAM Vitale). Cliquez sur FERMER pour enchaîner sur la mise en lot. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ENVOI pour faire repartir les nouveaux lots.

LES DIVERSES CORRECTIONS

Correction de la case « Lieu » dans le pointage des séances (Kinésithérapeute/Orthophoniste/Orthoptiste/Podologue)



topaze Au cœur de votre quotidien REEDUC vendredi 10 mars 17:30

Accueil Patients & traitements Gestion d'activité Factures & télétrans Comptabilité Fichiers Paramétrage Services

M. ARNAUT Pierre (32 ans) 06-02-03-05-08 Situation

Traitements Fiche patient Ordonnances Dossier médical Prescripteur : Dr RODRIGUE René 06-06-00-00-00

Pointage Planning


Date : 10/03/2017 Praticien : REEDUC Lieu : Tous Poste de travail : Tous Exécutant : Facturant : Mémo ordonnance : Notes du j

P	Patient	SCOR	Cotation	Nb Bilans	Lieu	Prévu	Eff.	À fact.	Dernier RDV	Exéc.	Fact.	H
✓	ARNAUT Pierre		AMK 8.00	0	Cab	360	360	360	10/03/2017	REE	REE	
✓	BANI Anthony		AMS 7.50	0	Cab	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	BARIN Paul		AMK 9.00	0	Dom IFD	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	CLIN Marie		AMK 8.00	0	Dom 2IFD	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	DUPONT Claude		AMK 7.00	0	Dom 3IFD	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	DURANT Julie		AMK 8.00	0	Dom Gra	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	EMILE Florence		AMK 9.00	0	Dom IFN	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	FORTIN Mathieu		AMS 7.50	0	Dom IFO	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	GRAVON Lise		AMK 8.00	0	Dom IFP	00	300	300	10/03/2017	REE	REE	
✓	HERVE Denis		AMK 7.00	0	Dom IFR	00	226	226	10/03/2017	REE	REE	

Créer Ordonnance
Facturer (FSE)
Facturer (Papier)
Bilans

La case de modification du lieu de traitement n'était plus possible depuis la version 9.1.14. Cette anomalie a été corrigée en version 9.1.15.

Possibilité de tri des nouvelles colonnes des impayés



Date	N° Facture	N° de lot	Exec.	Patient	Impayé	Soins
10/03/2017	8	1	LUM	HERVE Denis	75.25 €	Du 08/09/10
10/03/2017	4	2	REE	HERVE Denis	391.30 €	Du 01/07/10
10/03/2017	3	3	REE	HERVE Denis	60.20 €	Du 27/06/10
10/03/2017	1	4	REE	HERVE Denis	30.10 €	Du 17/06/10
10/03/2017	2	5	REE	HERVE Denis	90.30 €	Du 20/06/10
10/03/2017	7	6	LIM	HERVE Denis	75.25 €	Du 02/09/10

Le tri sur les nouvelles colonnes « N° de lot » et « Exec » du tableau des impayés n'était plus possible. Cette anomalie a été corrigée en version 9.1.15.

Correction du passage automatique des retours NOEMIE en comptabilité commune SCP

Un paramètre de fiche praticien mal renseigné provoquait le problème du passage automatique en recette des retours NOEMIE seulement pour les cabinets tenant une comptabilité commune en SCP.

Cette anomalie est apparue suite aux améliorations du plan comptable de la version 9.1.14, elle a été corrigée en version 9.1.15.